

**MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE Y HOMOLOGADA CON NUEVA  
TECNOLOGÍA HEIQ VIROBLOCK® QUE DESACTIVA EL VIRUS A PARTIR DE 2 MINUTOS**

**TANTEA**



Tantea es una marca de Arimesa-Aridos del Mediterráneo, S.A.

UNE 0065:2020  
CWA 17553:2020  
LEVEL 90%  
HOMOLOGADAS  
20-008328  
Certificado por:



HeiQ Viroblock es un nuevo tratamiento **antiviral y antibacterial** de tecnología textil suiza que se agrega al tejido hidrofugado de las mascarillas durante la etapa final del proceso de fabricación textil. Ha demostrado **reducir un 99,99%** el virus humano **SARS-CoV-2**, virus que causa el COVID-19, junto a otros virus (**gripe A-H1N1, gripe aviar H5N1, H7N9, RSV**) y bacterias con envoltura. El efecto antiviral contra el SARS-CoV-2 queda demostrado en instantes y en un máximo de **30 minutos**.

Contiene una cantidad minúscula de principio activo de plata reciclada y componentes de vesícula de liposomas grasos. Evita la proliferación de bacterias propias de la exhalación y del sudor, evitando los malos olores.

Este tejido ha sido dermatológicamente probado por Farcodem SRL y es compatible con la piel sin irritaciones. Las mascarillas tratadas con Viroblock no son citotóxicas.

Ha recibido el certificado como **segura y sostenible**, ya que todos sus componentes son de niveles cosméticos, bio-basados y reciclables. La doble capa de tejido cumple con la norma EN 14683 IIR. La capa interna protege a los que te rodean y la externa a ti. Tejido de alta calidad **100% algodón orgánico** OEKO-TEX.

Reutilizable 30 lavados a 60° sin perder sus propiedades.

	<b>Criterio de aceptación UNE 0065:2020</b>	<b>Criterio de aceptación CWA 17553:2020</b>	<b>Resultado Mascarillas</b>
Eficacia de filtración bacteriana. (%) (" <i>ensayo BFE</i> ")	≥90	>70	>90
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2)	<60	<60	<36

Advertencia: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.



Repelente líquido  
(inhalación y exhalación)



Algodón 100%  
orgánico



Transpirable



OEKO-TEX



Antibacterial  
Antifúngico

### LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA MASCARILLA:

Se recomienda antes de utilizar y después de cada lavado, planchar a 150° ambas caras del tejido. Durabilidad: 30 lavados con detergente convencional a 60° sin perder efectividad (no se deben usar productos que puedan degradar o dañar los materiales o que disminuyan su capacidad protectora). Se recomienda no usar la mascarilla más de 4 horas seguidas.



Talla L	Talla M	Talla S (+ de 10-12 años)	Talla XS (6 - 9 años)
20.5 x 9.0 cm	18.5 x 9.0 cm	17.0 x 8.5 cm	15.0 x 6.5 cm

Origen tejido: Barcelona. Confección: Madrid

1 UD.

**TANTEA**

FABRICADO EN ESPAÑA. [www.tanteasoluciones.com](http://www.tanteasoluciones.com)

968233308

Avda. Primo de Rivera nº12, Entl., 30008, Murcia

[tantea@tanteasoluciones.com](mailto:tantea@tanteasoluciones.com)

## Colocación de la mascarilla

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar a ambos lados de las orejas.
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y verificar.
5. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



Supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada para las mascarillas de niños.

## Retirada de la mascarilla

Para evitar contaminación: quitarse los guantes; lavarse las manos con jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica; quitar la mascarilla sin tocar la parte frontal; lavarse las manos con jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.



## Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez superado el número máximo de 30 lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor (incluido de desechos biológicos) provisto de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarramiento de la bolsa exterior. .

**TANTEA**

[www.tanteasoluciones.com](http://www.tanteasoluciones.com)

968233308

Avda. Primo de Rivera nº12, Entl., 30008, Murcia

[tantea@tanteasoluciones.com](mailto:tantea@tanteasoluciones.com)